

# Lista de Materiais

## ESPECIALIZAÇÃO EM DENTÍSTICA

---

**\*\***Meramente Informativo. Outros materiais/instrumentais podem ser solicitados ao longo do curso.

**\*\*** *Todos os Alunos devem levar **Notebook / Tablet***

1. Carteira Válida **CFO**
2. Carteira de **Vacinação Atualizada**

<b>MATERIAL COMUNITÁRIO</b>	<b>3</b>
<b>MATERIAL INDIVIDUAL</b>	<b>5</b>
<b>GRAMPOS PARA ISOLAMENTO</b>	<b>8</b>
<b>PONTAS DIAMANTADAS</b>	<b>9</b>

## MATERIAL COMUNITÁRIO

	QUANTIDADE
Adesivo (preferencialmente do mesmo fabricante do kit de resinas) SUGESTÕES: Ambar universal APS (FGM); Optibond – S (KERR); Single Bond Universal (3M); Primer + Adesivo Scotchbond (3M); Futurabond (VOCO)	--
Agulhas descartáveis curtas (para carpule)	--
Anestésico tópico	--
Aplicadores tipo brush de tamanho regular (não serve a fina)	1 caixa
Babador odontológico impermeável descartável	--
Bloco de papel para espatulação de materiais tamanho 10 x 7,5	--
Caixa de tubetes anestésicos (preferencialmente Mepivacaína 2% em tubete de vidro)	--
Carbono para testar articulação de pequena espessura – (Accufilm ou Bausch)	--
Cartelas de radiografia (preferencialmente plásticas)	--
Cola de cianoacrilato tipo Superbonder	1 tubo
Cunhas anatômicas pré-acabadas de madeira de diversas espessuras, identificadas por várias cores (marca TDV)	1 pacote
Discos de Feltro Diamond Flex (FGM)	1 caixa
Discos de óxido de alumínio Sof-Lex Pop-On (3M/Espe), Kit da série laranja ou azul (granulações grossa, média, fina e superfina), com diâmetro de ½ polegada, com mandril específico incluso ou Mini Estojo Super-Snap com mandril incluso (Shofu, Ref. 0505 - Labordental). Kit de de discos OPTIDISC KERR - Kit c/ 15 unidades de cada modelo + 1 mandril (extra-grosso 12.6mm; extra-grosso 9.6mm; grosso/médio 12.6mm ; grosso/médio 9.6mm; fino 12.6mm; fino 9.6mm; extra-fino 12.6mm; extra-fino 9.6mm).	--
Filme de PVC Rolopack	--
Fio dental (1 dispensador) “não serve fita dental nem o fio extra-deslizante” (evitar o fio ou fita dental da marca HILLO, pois apresenta qualidade inferior ao necessário para a aplicação na Dentística)	--
Fio retrator gengival trançado não impregnado – 1 tubo n° 000 e 1 tubo n° 00 (Ultrapak - Ultradent ou ProRetract – FGM)	--
Fita de teflon tipo veda-rosca (Isotape – TDV)	--
Gel Bloqueador de oxigênio (gel a base de glicerina tipo KY)	--

Gel de ácido fosfórico a 35 ou 37%. (condac 37% - FGM)	2 seringas
Gel Hemostático (Viscostat Clear - Ultradent - ou Hemosthase - FGM)	--
Lençol de borracha (Madeitex)	2 caixas
Matriz de aço tipo Tofflemire adulto (forma de boomerang), 1 pacote (Modelo FMT-0525 – Marca Jon ou modelo PRI 002 – Marca Prisma)	--
Matriz em aço inox de 5 e 7mm de altura e 0,05mm de espessura	1 rolo de cada
Pasta de Polimento Enamelize Cosmedent.	--
Pasta para polimento de resina composta a base de diamante da marca Diamond Excel FGM	1 seringa
Resina Composta cores (A1; A2; A3; A3,5; B1; B2) para dentina e esmalte; INDICADAS: Vittra APS(FGM); Z350; Forma (Ultradent); IPS Empress Direct (Ivoclar); Charisma Diamond (Haeraus Kulzer), Harmonize (Kerr) Estelite ômega e Estelite LX5 (Tokuyama). Resina Composta tipo Bulk fill INDICADAS: Opus (FGM) Tetric Bulk Fill (Ivoclar) Filtek Bulk Fill (3M) Resinas de efeito: Opacas, translúcidas e de corpo.	--
Resina flow – Cores A2 e A3 dos mesmos fabricantes acima.	--
Roletes de algodão	--
Sugadores de plástico descartáveis	1 pacote
Tiras de lixa de aço para amálgama (largura de 4mm)	1 pacote
Tiras de lixa para acabamento de resina composta (3M ou Polystrips Super-Snap - Shofu)	--
Tiras de matriz em poliéster	1 caixa
Kit Silicone de condensação (pesado + leve + catalisador) (Optosil/Xantopren ou Zetaplus/Oranwash) <b>Não comprar outra marca</b>	
Kit silicone de adição (Express ou Variotime ou Elite ou Virtual ou Take1 advanced) <b>Não comprar outra marca</b>	
Cimento resinoso fotopolimerizável com sistema try-in (Variolink Veneer ou Allcem Veneer APS ou RelyX veneer ou NX3) <b>Não comprar outra marca</b>	
Cimento resinoso dual (Allcem Core ou NX3 ou Maxcem elite ou Multilink) <b>Não comprar outra marca</b>	
Cimentos de Ionômero de vidro convencional ( Maxion R- FGM) e Ionômero fotopolimerizável (Riva Light). Cimento de fosfato de zinco; Cimento de hidróxido de cálcio; Cimento temporário sem eugenol; Hidróxido de cálcio P.A.	
Silano com MDP (Prosil – FGM ou Silano Angelus)	
Kit de pinos de fibra de vidro (Whitepost DC; Rebuilda Post;) <b>Não comprar outra marca</b>	

Polidores para cerâmica (Kit Ceramistè; Kit Optrafine; Kit EVE Diapol cerâmicas)	
Silicone para registro de mordida (Occlufast; Futar ou similar)	
Gesso tipo IV (Fuji Rock ou Durone ou Elite Rock ou VelMix) <b>Não comprar outra marca</b>	

*\*\*\* Os materiais comunitários podem ser comprados individualmente ou comprados pela turma inteira e compartilhados entre si.*

## MATERIAL INDIVIDUAL

	QUANTIDADE
Cureta de Periodontia – Mc Call nº 13-14	1
Afastador bucal (J.Morita – Free Access II ou FABINJECT-AM Plus grande ou Arc-Flex-FGM)	--
Afastador bucal modelo Amplus tamanho G (Prisma) ou similar	--
Alicate de bico chato nº 121 (Golgran ou similar)	--
Aplicador de cimento de hidróxido de cálcio duplo com cabo oitavado (Golgran, Duflex, LM Colors ou similar)	--
Arco de Ostby Adulto (de plástico) para isolamento absoluto (não serve o dobrável),	--
Cabo para bisturi nº 3	--
Calcador de fio retrator gengival de ponta arredondada serrilhada e cabo de 8mm (Fischer’s Ultrapak® Packer 45o código 171- Ultradent ou Millennium n.3059 com ranhura)	--
Campo de TNT esterilizado	Ao menos 2
Colgaduras individuais para revelação de radiografias	3
EPI (Luvas, máscara e gorro descartáveis)	--
Escavadores de dentina em forma de colher “cureta de dentina” (Modelo Black ou Darby-Perry) nº 17 e 18 com cabo oitavado	--
Escova para polimento de resina composta com cerdas impregnadas com carbeto de silício em forma de taça (mod. ZBS 403 -TDV ou Jiffy Pointed Brushes – Ultradent ou Occlubrush - Kerr) ou similar.	--
Escovas de Robinson pretas para contra-ângulo com cerdas planas (3)	--
Espátula antiaderente dourada para escultura oclusal em resina composta com banho de titânio Modelo SD2 (Millenium ou LM Colors)	--
Espátula antiaderente dourada para resina composta com banho de titânio e “bolinha” em uma das pontas (nº2 da Millenium ou LM Colors)	--
Espátula antiaderente dourada para resina composta com banho de titânio (nº3078 da Millenium ou LM Colors)	--
Espátula de inserção nº 1 com cabo oitavado (Golgran, Duflex, Quinelato, LM Colors ou similar)	2

Espátula no 22 com cabo oitavado (Golgran, Duflex, Quinelato, LM Colors ou similar)	--
Espátula no 24 com cabo oitavado (Golgran, Duflex, Quinelato, LM Colors ou similar)	--
Espátula LM Arte Applicata - LM 46-49 XSI	1
Espátula LM Arte Modella – LM 442-443 XSI	1
Espátula LM Arte Fissura – LM 481-487 XSI	1
Espelho clínico plano com reflexão de primeira superfície com cabo nº 5	2
Kit com caneta de alta rotação, micromotor e contra-ângulo (Gnatus, Kavo, Dabi, ou similar)	--
Kit de borrachas abrasivas para polimento de amálgama (marrom, verde e azul) (Viking – K.G. Sorensen ou similar)	--
Kit de pontas de borracha abrasivas para polimento de resinas compostas autoclavável (Dimanto – Voco, Viking – K.G. Sorensen ou Jiffy – Ultradent, ou One Gloss – Refil referência LaboGTK) ou similar	--
Lâmina de bisturi nº 12	1
Lâmina de bisturi nº 15	1
Mandril adaptador de brocas de alta rotação para baixa rotação (redução de velocidade) (KAVO)	3
Mandril para uso de discos em contra-ângulo	1
Óculos de proteção	2
Perfurador de lençol de borracha Ainsworth	
Pinça clínica	2
Pinça mosquito de ponta curva	--
Pinça Müller para carbono	--
Pinça porta-grampo de Palmer com ponta convencional (Duflex, Golgran - Cod: 153-2, Quinelato ou similar)	--
Pincel chato modelo 4B – Synthetic, marca Kota	--
Placa de vidro de espessura média	2
Dentes para reposição (Molar classe I, Molar classe II, Incisivo Central com preparo para faceta, Incisivo Central com desgaste incisal, lateral conóide, Incisivo Central escurecido, Incisivos Centrais para fechamento de Diastema)	1 de cada

Manequim P-oclusal arcada superior e dentes de reposição	1
Ponta de feltro para polimento em forma de cone, modelo Felt Flexipoint, marca Cosmedent (Contato 11 3020 9057, site <a href="http://www.cosmedent.com.br/discfeltro.htm">http://www.cosmedent.com.br/discfeltro.htm</a> )	1
Porta-matriz tipo Tofflemire adulto, ângulo reto, modelo PRI 055 Marca Prisma	2
Potes Dappen – 1 de plástico opaco e 1 de silicone	--
Prendedor para guardanapo (jacaré)	--
Recipiente plástico para solução fixadora de Rx (cada aluno deve ter o seu para evitar deixar na caixa de revelação, pois riscam devido ao grande número de usuários).	--
Removedor de excesso interproximal IPC1 (Ref. 11362 – Duflex)	--
Revelador e fixador para radiografias	--
Seringa tipo Centrix (Estojo com seringa e pontas aplicadoras sortidas)	--
Sobreluvas plásticas	--
Sonda exploradora dupla no 5, adulto, com cabo oitavado (Golgran, Duflex, LM Colors ou similar)	2
Taças de borracha para contra-ângulo	6
Tesoura íris de ponta curva e afilada	--
Esculpidor para silicone (zhermack ou golgran)	



## GRAMPOS PARA ISOLAMENTO

	QUANTIDADE
200	1
202	1
205	1
207	1
209	1
212m	1
212l	1
212r	1
14a	1

## PONTAS DIAMANTADAS

	QUANTIDADE
Cilíndrica 1090A	2
Cilíndrica 1090A	2
Cônica topo plano 1061	2
Cônica topo plano 1063	1
Cônica topo arredondado 2135	1
Cônica topo arredondado 2135F	
Ponta Diamantada anelada 4141	
Tronco cônica invertida 1031	1
Esférica 1011	2
Esférica 1012	2
Esférica 1013	2
Tronco cônica invertida com topo plano e borda arredondada 1148	3
Tronco cônica invertida com topo plano e borda arredondada 1150	2
Cônica dupla 1045	1
Ultraconservadora 2137	1
Cônica grana fina 1190F	1
Forma de chama fina 3118F	1
Forma de lápis 3195 FF	1
Forma de barril fina 3168F	1
Cônicas de topo plano e bordas arredondadas 2131	1
Cônicas de topo plano e bordas arredondadas 2131F	1
Cônicas de topo plano e bordas arredondadas 3131	1
Cônicas de topo plano e bordas arredondadas 3131F	1

Cilíndrica com extremo arredondado 4138	1
Cônica de extremidade afilada 2200	1

[WWW.CIAAJU.COM.BR](http://WWW.CIAAJU.COM.BR)

[AJUDA.CIAAJU.COM](http://AJUDA.CIAAJU.COM)

[EAD.CIAAJU.COM](http://EAD.CIAAJU.COM)

[CLINICA.CIAAJU.COM](http://CLINICA.CIAAJU.COM)

[AUDITORIO.CIAAJU.COM](http://AUDITORIO.CIAAJU.COM)



<https://www.instagram.com/ciaaju/>



<https://www.facebook.com/ciaaju>



<https://www.linkedin.com/company/ciaaju/>



<https://g.page/ciaodonto/review?gm>